

SCAUN CU MASAJ

Citiți cu atenție instrucțiunile de funcționare înainte de a utiliza scaunul

Telecomanda

Funcții de comanda la distanță

Buton Pornire / Opreire

Intensitatea masajului

Selectarea funcțiilor de masaj

Spate
Coloană
Coapse
Picioare

Timer

Caracteristicile dispozitivului

- 8 motoare cu vibrații
- 5 caracteristici de masaj
- Intensitate reglabilă
- 4 zone de masaj (spate, cruci, coapse sau picioare)
- Cronometrul standard este de 15 - 60 min.

Instrucțiuni de utilizare

1. Introduceți un capăt al adaptorului în priza de pe spatele pernei de masaj, apoi celălalt capăt în priza electrică.
2. Porniți dispozitivul apăsând butonul POWER când ledul este pornit - ceea ce indică faptul că dispozitivul este pornit.
3. Apăsăți butoanele zonei de masaj după cum este necesar - Spatele, cruce, coapsa sau picior. LED-ul clipește atunci când zona este activată. Pentru a dezactiva zona, apăsați din nou butonul.
4. Apăsăți butonul MODE pentru a selecta funcția dorită de masaj. Pentru a schimba funcția, țineți apăsat butonul MODE până când lumina din funcție începe să se aprindă.
5. Apăsăți butonul INTENSITY pentru a modifica intensitatea masajului. După ce este selectat, iluminarea LED se aprinde.

NOTIȚĂ: Opriți imediat dispozitivul dacă vă simțiți incomod sau dureros.

6. NOTIȚĂ: Pentru o utilizare mai bună, aparatul de masaj este echipat cu o oprire automată care oprește automat perna de masaj după 25 de minute de utilizare continuă.

7. Nu folosiți mai mult de 25 de minute de masaj continuu.

Instrucțiuni importante de siguranță

Când utilizați echipamente electrice, trebuie să urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță, inclusiv următoarele:

1. Acest dispozitiv este proiectat pentru circuitul 12V. Asigurați-vă că este un dispozitiv conectat la liniile electrice de intensitate adecvată.
2. Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare și înainte de curățare.
3. Dacă dispozitivul cade în apă, **NU ÎNCERCAȚI** să îl scoateți imediat. Deconectați-l **IMEDIAT** de la linia electrică.

4. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat. Deconectați aparatul întotdeauna înainte de a adăuga sau scoate piese și accesorii.
5. Doar pentru uz interior, nu pentru exterior.
6. Nu transportați dispozitivul prin ținerea cablului în loc de mâner.
7. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
8. Este necesară o supraveghere adecvată la manipularea echipamentelor lângă copii și invalizi.
9. Aparatul nu este o jucărie. Copiii nu trebuie să se ocupe sau să se joace cu dispozitivul.
10. Nu folosiți dispozitivul într-un mediu în care sunt utilizate spray-urile și alte produse de aerosoli.
11. Nu folosiți aproape de ochi sau în alte zone sensibile.
12. Pentru a opri aparatul, apăsați butonul POWER în modul OFF, asigurați-vă că toate funcțiile sunt întrerupte și deconectați aparatul de pe cablul de alimentare.
13. De asemenea, țineți cablul deconectat departe de suprafețele încălzite.
14. Folosiți aparatul numai în scopul pentru care este destinat și descris în acest manual. Nu folosiți accesorii care nu sunt proiectate pentru acest dispozitiv.

Avertisment pentru sănătate:

- Dacă aveți probleme cu privire la sănătatea dvs., consultați medicul despre utilizarea dispozitivului.
- Persoanele cu stimulatoare cardiace nu ar trebui să utilizeze acest dispozitiv.
- Dacă aveți dureri la nivelul articulațiilor sau mușchilor pentru o lungă perioadă de timp, opriți utilizarea dispozitivului și consultați-vă medicul. Durerea persistentă poate fi un simptom al unei boli mai grave.

Instrucțiuni de întreținere:

DEPOZITARE:

Depozitați dispozitivul în cutia designată sau într-un loc sigur, uscat și răcoros. Evitați contactul cu obiecte ascuțite care pot rupe sau deteriora materialul de pe dispozitiv. Nu înfășurați cablul în jurul dispozitivului și nu îl agățați de cablu.

CURĂȚARE:

- Asigurați-vă că dispozitivul este deconectată de la linia electrică și lăsați să stea un timp înainte de curățare.

- Nu folosiți niciun detergent chimic sau alt lichid pentru curățarea dispozitivului. Curățați materialul de pe dispozitiv cu o cârpă umedă cu un pic de săpun sau detergent. Ștergeți apoi cu o cârpă uscată.

- Nu folosiți perii, benzină, petrol, soluții pentru mobilă, soluții pentru sticlă sau apă mai caldă de 120 ° C pentru a curăța aparatul.

